

EVA LR PLUS

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Plage de température +15°C à +45°C.
- Compatible avec tous les appareils à accouplement baïonnette.
- Mise en température rapide des béchers 600 ml selon la norme ISO 2555.



BECHER 600 ml

RÉGULATION DE TEMPÉRATURE DISPONIBLE

Désignation	Référence	Plage température	Type	Système de mesure compatible	Dimensions (pxlxh) en mm	Poids
EVA LR PLUS*	N950006	+15°C à +45°C	Peltier	MS RV-LV	610x340x650	15kg

* Utiliser avec bécher 600 ml.

Tel : +33 (0)4 78 08 54 06
 Fax : +33 (0)4 78 08 69 44
 contact@lamyrheology.com

11 A, rue des Aulnes
 69410 Champagne au Mont d'Or
 France



www.lamyrheology.com