

VISCOSIMÈTRE RM 100 PORTABLE



Votre expertise
au plus près
du produit



AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Mesure sur batterie (1H).
- Témoin de charge.
- Utilisable avec support standard ou crémaillère.
- Plages de vitesse et de couple étendues.
- Programmation et mémorisation des méthodes.
- Mesure directe avec temporisation.
- Mode utilisateur et mode protégé.
- Mémorisation et transfert des données via USB.
- Affichage de la jauge de couple.
- Sonde de température intégrée.
- Connexion imprimante.
- Compatible logiciel RheoTex.
- Affichage des limites de viscosité selon mobile et vitesse.
- Pilotage en vitesse ou en gradient.
- Méthode multi-intervalles.
- Fonction LIMS.
- Fonction QC limites.
- Sangle de portage.



RÉFÉRENCE PRODUIT

Référence Instrument	Désignation Instrument	Gamme de viscosité (mPa.s)
T100100	VISCOSIMÈTRE RM 100 PORTABLE SANS GÉOMÉTRIE DE MESURE	200(1**) à 240M*

M pour million / * Avec MS-RV (RV2 à RV7) non inclus / ** Peut atteindre 1 mPa.s avec MS DIN19.



INCLUS (selon références produits)

1 Sonde de température PT 100 (-50°C à +300°C) / 1 Mallette de transport / 1 Notice d'utilisation /
1 Certificat d'étalonnage et 1 Constat de vérification / 1 Sangle de portage.

GÉOMÉTRIES DE MESURE COMPATIBLES



MS-RV, MS-LV, MS-BV,
MS-VANES, MS-KREBS, MS-SV,
MS-ULV, MS-DIN, MS-R.

RÉGULATIONS DE TEMPÉRATURE COMPATIBLES



EVA LR, EVA MS DIN,
RT-1 PLUS, EVA MS-R.

OPTIONS ET ACCESSOIRES



- Support standard ou support crémaillère.
- Support HELIPRO.
- Kits faibles volumes.
- Kit THERMOCELL.
- Présentoir pour mobiles.
- Lecteur de code barre.
- Protège écran tactile.
- Huiles de vérification.
- Imprimante.
- Logiciel RheoTex.

SPÉCIFICATIONS



Type d'instrument

Viscosimètre rotatif sans ressort avec écran tactile 7"

Vitesse de rotation

Nombre de vitesses illimitées entre 0,3 et 1500 tr/min

Plage de couple

De 0,05 à 30 mNm

Sonde de température

Équipé d'une sonde PT100 qui indique la température de -50°C à +300°C

Précision

+/- 1 % de la pleine échelle

Répétabilité

+/- 0,2 %

Affichage

Viscosité (cP / Poises ou mPa.s / Pa.s)
Vitesse-Gradient de cisaillement-Couple (% - mNm)-Contrainte-Temps-Température

Langues

Français/Anglais/Russe/Espagnol/Turc/
Allemand/Italien/Coréen/Portugais/Ukrainien

Tension d'alimentation

90-240 VAC 50/60 Hz

Sortie analogique

4 – 20 mA

Connexions PC

Port RS232 et USB

Connexion imprimante

Port USB HOST
Compatible PCL/5

Dimensions et poids

Tête : Ø 90 mm
Boîtier : L120 x H260 x P60 mm
Poids : 2 kg

