

RT-1 PLUS



AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Plage de température Ambient à +300°C.
- Four électrique économique.
- Compatible avec tous les appareils à accouplement baïonnette.
- Utilisation des godets jetables aluminium.
- Compatible avec les normes ASTM D4402 et D3236.
- Compatible avec les instruments LV SPRING et RV SPRING (requiert adaptateur SP01KIT)
- En option :
Kit crémaillère (Réf. 950012)

RÉFÉRENCES PRODUITS

Compatible uniquement avec instrument à accouplement baïonnette

Désignation	Référence	Plage température	Type	Système de mesure compatible	Dimensions (pxlxh) en mm	Poids
RT-1 PLUS + PROGRAMMATEUR	N130130*	T°C Amb à +300°C	Electrique	MS SV, MS DIN, MS ULV, MS-SV SPRING	610x340x650	15kg
RT-1 PLUS	N130110	T°C Amb à +300°C	Electrique			

* Permet pilotage par RheoTex et instrument.