

B-ONE PLUS

/ La solution économique
pour vos mesures
de viscosité /



AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Mesure directe avec temporisation.
- Mode utilisateur et mode protégé.
- Mémorisation et transfert des données via USB.
- Affichage de la jauge de couple.
- Sonde de température externe en option.
- Affichage des limites de viscosité selon mobile et vitesse.
- Pilotage en vitesse ou en gradient.

RÉFÉRENCES PRODUITS

Référence Instrument	Désignation Instrument	Gamme de viscosité (mPa.s)
N600000	VISCOSIMÈTRE B-ONE PLUS avec mobiles RV-2 à RV-7 (support standard)	200 à 240M
N600200	VISCOSIMÈTRE B-ONE PLUS avec mobile KU 1-10 (support standard)	40 à 140KU
N600009	VISCOSIMÈTRE B-ONE PLUS avec mobiles RV-2 à RV-7 (support crémaillère)	200 à 240M
N600300	VISCOSIMÈTRE B-ONE PLUS LR avec mobiles LV-1 à LV-4 (support standard)	15(1*) à 22M
N600309	VISCOSIMÈTRE B-ONE PLUS LR avec mobiles LV-1 à LV-4 (support crémaillère)	15(1*) à 22M

M pour million / (*) Peut atteindre 1 mPa.s avec MS ULV (p.82).

INCLUS (selon références produits)

4 Mobiles LV ou 6 mobiles RV (p79) ou 1 mobile Krebs KU 1-10 (p81) / 1 Support standard ou 1 support crémaillère (p70) / 1 Stylet / 1 Notice d'utilisation / 1 Certificat d'étalonnage et 1 constat de vérification / 1 Lingette microfibre.

B-ONE PLUS



GÉOMÉTRIES DE MESURE COMPATIBLES

MS-RV (p79), MS-LV (p79), MS-BV (p80),
MS-VANES (p81), MS-KREBS (p81),
MS-SV (p83), MS-ULV (p82), MS-DIN (p76).



RÉGULATIONS DE TEMPÉRATURE COMPATIBLES

EVA LR (p62), EVA MS DIN (p60),
RT-1 PLUS (p63).



OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Mallette de transport (p70).
- Sonde de température externe (p71).
- Support HELIPRO (p66).
- Lecteur de code barre (p70).
- Présentoir pour mobiles baïonnette (p71).
- Protège écran tactile (p70).
- Huiles de vérification (p71).
- Kits faibles volumes (p68-69).
- Kit THERMOCELL (p67).
- GuardLeg (p71).



B-ONE PLUS
+ KU 1-10



SPÉCIFICATIONS

Type d'instrument

Viscosimètre rotatif sans ressort avec écran tactile 7"

Vitesse de rotation

Nombre de vitesses illimitées entre 0,3 et 250 tr/min

Plage de couple

VERSION STANDARD : de 0,05 à 13 mNm
VERSION LR : de 0,005 à 0,8 mNm

Précision

+/- 1 % de la pleine échelle

Répétabilité

+/- 0,2 %

Affichage

Viscosité (cP / Poises ou mPa.s / Pa.s)
Vitesse-Gradient de cisaillement-Couple (%
- mNm)-Contrainte-Temps-(Température en option)

Normes

ASTM : D115 ; D789 ; D1076 ; D1084 ;
D1337 ; D1338 ; D1417 ; D1439 ; D1824 ;
D2196 ; D2243 ; D2364 ; D2556 ; D3288 ;
D3468 ; D3716 ; D3730 ; D3794 ; D4016 ;
D4143 ; D4878 ; D4889 ; D5324 ; D5400 ;
D6279 ; D6577 ; D7394 ; D8020 ; E2975 ;
F1607 ; BS 5350 ; DIN 2555 ; 3219 ; 52007-1
; 53019-1 ; 54453 ; EN 302-7 ; 2555 ; 3219
; 10301 ; 12092 ; 12802 ; 15425 ; 15564 ;
ISO 1652 ; 2555 ; 2884-2 ; 3219 ; 10364-12

Langues

Français/Anglais/Russe/Espagnol/Turc/
Allemand/Italien

Tension d'alimentation

90-240 VAC 50/60 Hz

Connexion

Port USB

Dimensions et poids

Tête : L130 x H230 x P180 mm
Support en aluminium : L280 x l200 x H30 mm
Tige en acier inoxydable : Longueur 500 mm
Poids : 6,7 kg

Tel : +33 (0)4 78 08 54 06
Fax : +33 (0)4 78 08 69 44
contact@lamyrheology.com

11 A, rue des Aulnes
69410 Champagne au Mont d'Or
France



www.lamyrheology.com