

DOUBLES ENVELOPPES + KITS FAIBLES VOLUMES

KIT FAIBLES VOLUMES SVP180 (Réf. 600950)



DOUBLE ENVELOPPE CT-DIN,
de -20°C à +180°C (Réf. 111914).

DOUBLES ENVELOPPES (CT-DIN & CT-LC)

Nos supports intégrant une double enveloppe à circulation de fluide permettent l'utilisation de tous les systèmes de mesures comprenant un cylindre et un godet en assurant un contrôle de la température précis associé avec un bain à circulation (non fourni).

Vendus séparément ou sous la forme de kits, ces accessoires sont compatibles avec les viscosimètres et rhéomètres de la gamme LAMY RHEOLOGY hormis les instruments FIRST PRODIG CP 1000, RM 100 CP 1000/2000 PLUS, RM 200 CP 4000 PLUS, GT-300 PLUS, GT-300 PRODIG et DSR 500 CP 4000 PLUS.

KITS FAIBLES VOLUMES

SVP65 OU SVP180 (Réf. 600900 ou 600950)

- Une double enveloppe CT-DIN ou CT-LC.
- Un cylindre de mesure MK-SV au choix (p79).
- Un godet de mesure MB-SV au choix (p79).
- Une pièce de centrage ST-R (Réf. 114436).
- Deux tuyaux silicone (1m) pour la circulation du fluide.

KIT FAIBLES VOLUMES SVP65 (Réf. 600900)



DOUBLE ENVELOPPE CT-LC,
de -20°C à +65°C (Réf. 600800).

GÉOMÉTRIES DE MESURE COMPATIBLES

MS-DIN (p72), MS-R selon modèle (p74),
MS-VANES selon modèle (p77), MS-ULV (p78),
MS-SV (p79).

DIMENSIONS ET POIDS

DOUBLE ENVELOPPE CT-DIN (Réf. 111914)

Ø100 x H200 mm

Poids : 3Kg

DOUBLE ENVELOPPE CT-LC (Réf. 600800)

L70 x P70 x H160 mm

Poids : 1,5Kg

Tel : +33 (0)4 78 08 54 06
Fax : +33 (0)4 78 08 69 44
contact@lamyrheology.com

11 A, rue des Aulnes
69410 Champagne au Mont d'Or
France



www.lamyrheology.com