

EVA LR PLUS



AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Plage de température +15°C à +45°C.
- Compatible avec tous les appareils à accouplement baïonnette.
- Mise en température des béchers 600 ml selon la norme ISO 2555.



BECHER 600 ml

RÉFÉRENCE PRODUIT

Compatible uniquement avec instrument à accouplement baïonnette

Désignation	Référence	Plage température	Type	Système de mesure compatible	Dimensions (pxlxh) en mm	Poids
EVA LR PLUS*	N950006	+15°C à +45°C	Peltier	MS RV-LV	610x340x650	15kg

* Utiliser avec bécher 600 ml.

Tel : +33 (0)4 78 08 54 06
 Fax : +33 (0)4 78 08 69 44
 contact@lamyrheology.com

11 A, rue des Aulnes
 69410 Champagne au Mont d'Or
 France



www.lamyrheology.com