

KITS FAIBLES VOLUMES

Nos solutions « KIT FAIBLES VOLUMES » vous garantissent la possibilité de mesurer la viscosité sur de faibles quantités d'échantillon. Faciles d'utilisation et compatibles avec tous nos instruments (sauf FIRST PRODIG CP-1000, RM 100 CP-1000/2000 PLUS, RM 200 CP-4000 PLUS, GT-300 PLUS, GT-300 PRODIG et DSR 500 CP-4000 PLUS), ces kits comprennent : Une double enveloppe (CT-DIN ou CT-LC), un mobile de mesure MK-SV (p95), une chambre de mesure MB-SV (p95) et les accessoires nécessaires (pièce de centrage et tuyaux). L'utilisation d'un bain à circulation (non fourni) est nécessaire pour le contrôle en température. Le choix du mobile MK-SV et de la chambre MB-SV devra être indiqué à la commande du kit faibles volumes.

KIT FAIBLES VOLUMES SVP 180


(Réf. 600950)

Plage température : -20°C à +180°C (avec bain à circulation externe non inclus)

KIT FAIBLES VOLUMES SVP 65

(Réf. 600900)

Plage température : -20°C à +65°C (avec bain à circulation externe non inclus)



INCLUS AVEC LE KIT SVP 180



INCLUS AVEC LE KIT SVP 65

- Double enveloppe CT-DIN (Réf. 111914).
- Pièce de centrage ST-R (Réf. 114436).
- 2 Tuyaux silicone de 1m.
- Un mobile de mesure MK-SV.
- Un godet de mesure MB-SV.

- Double enveloppe CT-LC (Réf. 600800).
- Pièce de centrage ST-R (Réf. 114436).
- 2 Tuyaux silicone de 1m.
- Un mobile de mesure MK-SV.
- Un godet de mesure MB-SV.