

KIT THERMOCELL



AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Plage de température Ambient à +300°C.
- Four électrique économique.
- Compatible avec tous les appareils à accouplement baïonnette.
- Utilisation des godets jetables aluminium.
- Compatible avec les normes ASTM D4402 et D3236.

+ OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Sonde PT100 à immersion avec support (Réf. 000696)
- Couvercle pour chambre MB-SV13R (Réf. 130185)

✓ INCLUS AVEC LE PACKAGE THERMOCELL

(Réf. N130150)

A - Cylindre de mesure MK-SV au choix.

B - Chambre de mesure MB-SV13R (Réf. 116213).

C - Support H-SV13RD pour godet jetable MB-SV13RD (Réf. 116313).

D - 5 Godets jetables MB-SV13RD (Réf. 116413 pour 100pcs).

E - Pièce de centrage ST-R (Réf. 114436).

Four RT-1 PLUS modèle (Réf. N130130).

