









MS-BV

Mobiles de mesure pour bécher en verre ou en plastique (Acier inox 316L).

Ces mobiles conviennent parfaitement à la mesure de viscosité simple à une vitesse de rotation en contrôle dans tous les domaines d'activités. Ils sont appréciés pour leur simplicité d'utilisation et le faible volume de produit nécessaire comparé aux systèmes de mesure MS-RV/LV.

Ces mobiles de mesure sont compatibles avec les instruments en version LR.

Compatible avec la régulation de température EVA BV (prix et référence sur demande).

	Nom	Référence	Dimension (mm)
	AXE BV 1-100	117102	-
	Pièce de centrage BV	117202	-
	Disque BV n°1	117001	Ø 45
	Disque BV n°10	117010	Ø 40
	Disque BV n°100	117100	Ø 20
	Axe BV 1000	117101	Ø 4
	Becher verre 150 mL	117150	Ø 50-52
	Tube MS TI	118001	Ø 50



MOBILES DE MESURE AVEC ACCOUPLEMENT BAÏONNETTE

Désignation mobile	Référence mobile ^{b)}	Référence Set complet ^{c)}	Plage viscosité du FIRST/B-ONE (mPa.s)	Plage viscosité du RM 100-200 DSR 500 (mPa.s)
BV1	117001 ^{a)}	117000	15 à 0.25M	2 à 0.6M
BV10	117010 ^{a)}		100 à 2M	17 à 5.1M
BV100	117100 ^{a)}		1K à 22M	170 à 51M
BV1000	117101		10K à 220M	1.7K à 510M

M pour million, K pour millier / S'utilise avec un bécher en verre (Réf. 117150) ou en plastique (Réf. 117155 pour 10 pcs) / a) Nécessite un axe additionnel (Réf. 117102) / b) Nécessite une pièce de centrage (Réf. 117202) / c) Set complet livré en mallette avec axe (Réf. 117102) et pièce de centrage (Réf. 117202).