


GUIDE SÉLECTION


						
BANC WARNER-BRATZLER (TX-WBF)	•	•				
SONDE FIL (TX-WSF)		•				
BANC DE TEST POUR ROUGE À LÈVRES (TX-LCF)		•			•	
BANC DE COMPRESSION POUR FILM (TX-FCF)	•	•	•	•		
BANC KRAMER 5 LAMES (TX-KFBF)	•	•				
BANC DE FLEXION 3 POINTS (TX-TPBF)	•	•				•
BANC DE TRACTION POUR FILM (TX-FTF)	•	•				
BANC D'EXTRUSION (TX-ECF)	•	•	•	•	•	
BANC DE TEST SUR SERINGUE (TX-SAF)		•			•	
BANC KIEFFER D'EXTENSION POUR PÂTES (TX-KDEF)	•	•				
BANC DE FRICTION (TX-SFF)		•	•	•	•	
BANC DE TEST D'ÉTALEMENT (TX-STF)	•	•			•	
BANC MINI OTTAWA (TX-MOF)	•	•				
BANC MESURE FERMETÉ/COLLANT SUR PÂTES (TX-UPFSF)	•	•				
BANC MÂCHOIRE VOLODKEVICH (TX-VBJF)	•	•				
SONDE MOHRS (TX-MP)	•	•				
BANC D'ADHÉSION POUR PÂTES (TX-DSF)	•	•				
BANC D'EXTENSION POUR PÂTES (TX-PTF)	•	•				
BANC POUR SONDE MULTI-POINTES (TX-MPF)	•	•				
BANC DE COMPRESSION AVEC PLAQUE 10X15CM (TX-CTPF)	•	•			•	
BANC POUR PÉNÉTRATION CONFISERIE (TX-CPF)	•	•				
BANC POUR ÉTAU AJUSTABLE (TX-AVJ)	•	•			•	•
BANC POUR PELAGE 90° (TX-PF90)	•	•			•	
BANC DE TRACTION À ROULEAUX (TX-RTF)	•	•		•	•	
BANC RÉGLABLE POUR PELAGE (TX-GPJF)	•	•		•	•	
SONDE DE FORCE «RAFT» (TX-RSF)		•		•	•	
BANC POUR TEST MUCO ADHÉSION (TX-MAF)		•			•	
SONDE BLOOM (TX-BLM)	•	•		•	•	•
SONDE MESH (TX-MESH)	•	•				
SONDE PORTE LAME CUTTER (TX-CKA)	•	•			•	•
BANC RÉSISTANCE COQUILLES D'ŒUFS (TX-ESBF)	•	•				
BANC MESURE FERMETÉ/COLLANT SUR PÂTES CUITES (TX-CPFSF)	•	•				
BANC D'EXTENSION PIZZA (TX-PZTF)	•	•				
BANC D'ADHÉSION ENROBAGE COMPRIMÉ (TX-TCA)	•	•			•	
BANC D'EXTRUSION POUR TUBE (TX- TEF)	•	•	•		•	
BANC D'EXTENSION PÂTE PLATE (TX-FDEF)	•	•				
BANC DE PERFORATION (TX-JPF)	•	•				
BANC POUR RUPTURE AMPOULE (TX-ABF)	•	•			•	
BANC GUILLOTINE POUR COMPRIMÉ OU GÉLULE (TX-BLSF)		•			•	
BANC D'EXTRACTION POUR GÉLULES (TX-BPS)		•			•	
BANC D'EXTENSION FROMAGE (TX-CEF)	•	•				
BANC DE TRACTION POUR GÉLULES (TX-CTF)		•			•	

BANCS



**TX-FTF : BANC
DE TRACTION
POUR FILM**
(Réf. 130092R)

Résistance à la traction
des films.




**TX-TPBF : BANC
DE FLEXION
3 POINTS**
(Réf. 130091R)

Fracture, friabilité, souplesse.




**TX-KFBF :
BANC KRAMER
5 LAMES**
(Réf. 130094R)

Fermeté et tendreté
de petits échantillons
(Requiert table TX-FBT).




**TX-FCF : BANC
DE COMPRESSION
POUR FILM**
(Réf. 130031R)

Mesure de la force de film
(Requiert table TX-FBT).



**TX-LCF : BANC
DE TEST POUR
ROUGE À LÈVRES**
(Réf. 130147R)

Mesure de la résistance
d'un rouge à lèvres.




**TX-WSF :
SONDE FIL**
(Réf. 130076R)

Mesure de la consistance
sur produits tels que fromage
ou beurre.



**TX-SAF : BANC
DE TEST SUR SERINGUE**
(Réf. 130145)

Mesure de la force nécessaire
pour actionner une seringue.



**TX-FBT : TABLE
DE FIXATION**
(Réf. 310106R)

Support universel
d'accessoires et d'échantillons.



**TX-ECF : BANC
D'EXTRUSION**
(Réf. 100200)


Extrusion et rétro-extrusion de
liquide, crème, pâte, gel...
(Requiert table TX-FBT).

BANCS




**TX-MOF : BANC
MINI OTTAWA**
(Réf. 130097)

Fermeté et tendreté de petits échantillons.
(Requiert table TX-FBT).



**TX-UPFSF : BANC MESURE
FERMETÉ/COLLANT
SUR PÂTES CRUES**
(Réf. 130152R)

Fermeté et collant des pâtes crues (Requiert table TX-FBT).



**TX-VBJF : BANC
MÂCHOIRE VOLODKEVICH**
(Réf. 130068)

Essai de coupe et morsure par cisaillement.
(Requiert table TX-FBT).



**TX-MP : SONDE
MOHR'S**
(Réf. 130165R)

Essai de coupe avec lame pour viande, poisson...
(Inclus 10 lames).



**TX-SFF : BANC
DE FRICTION**
(Réf. 120013R)

Mesure de friction selon la norme ASTM D1894.



**TX-DSF : BANC
D'ADHÉSION POUR PÂTES**
(Réf. 121017)

Dispositif pour mesure du pouvoir collant d'une pâte.
(Requiert table TX-FBT).



**TX-PTF : BANC
D'EXTENSION
POUR PÂTES**
(Réf. 130168R)

Dispositif pour mesure de l'élasticité et la rupture des pâtes.



**TX-STF : BANC DE
TEST D'ÉTALEMENT**
(Réf. 130157R)


Mesure de la capacité à l'étalement des crèmes, pâtes et gels.
(Requiert table TX-FBT).



**TX-WBF : BANC
WARNER-BRATZLER**
(Réf. 130074R)


Coupe à lame fine.
(Inclus 2 lames).

BANCS




**TX-KDEF : BANC KIEFFER
D'EXTENSION POUR PÂTES**
(Réf. 130148)

Mesure de l'élasticité
et de la rupture des pâtes.
(Requiert table TX-FBT).




**TX-CTPF : BANC
DE COMPRESSION AVEC
PLAQUE 10X15CM**
(Réf. 130153)

Mesure de la fermeté
par compression uniforme.
(Requiert table TX-FBT).




**TX-MPF : SONDE
MULTI-POINTES**
(Réf. 130170R)

Sonde pour mesure en
pénétration sur 9 échantillons
en simultané.
(Requiert table TX-FBT).



**TX-CPF : BANC
POUR PÉNÉTRATION
CONFISERIE**
(Réf. 130190)

Pour maintenir un petit
échantillon ou des bonbons
pendant un test de pénétration
(Requiert table TX-FBT).



**TX-AVJ : BANC AVEC
ÉTAU AJUSTABLE**
(Réf. 130208)

Pour maintenir l'échantillon
(légumes, gelée ou bonbons)
lors d'un test de perforation.



**TX-PF90 : BANC
POUR PELAGE 90°**
(Réf. 130051R)

Mesure de la force d'adhésion
pour tirer un ruban avec un
angle de 90°.




**TX-RTF : BANC DE
TRACTION À ROULEAUX**
(Réf. 130194)

Mesure de la résistance à la
traction d'un film mince grâce à
la préhension des rouleaux.



**TX-GPJF : BANC
RÉGLABLE POUR
PELAGE**
(Réf. 310105R)


Mesure de la force pour retirer le
couvercle d'un récipient scellé
avec un angle de 0°-45°-90°.



**TX-RSF : SONDE
DE FORCE «RAFT»**
(Réf. 130021)


Mesure de la force pour retirer
le crochet « RAFT »
d'un échantillon.

BANCS



**TX-MAF : BANC POUR
TEST MUCO ADHÉSION**
(Réf. 130181)

Mesure de l'adhésivité naturelle
entre un comprimé
et une muqueuse.




SONDE MESH D:40MM **SONDE MESH D:50MM**
(Réf. 140158R) (Réf. 130158R)

Consistance de produits avec
morceaux tels que yaourt,
sauce ou confiture.




**TX-CKA :
SONDE SUPPORT LAME**
(Réf. 120012R)

Force de coupe
(10 lames incluses).



**TX-ESBF : BANC
RÉSISTANCE
COQUILLES D'ŒUFS**
(Réf. 130060)

Force nécessaire pour écraser
une coquille d'œuf
(Requiert table TX-FBT).




**TX-CPFSF : BANC MESURE
FERMETÉ/COLLANT
SUR PÂTES CUITES**
(Réf. 130139R)

Mesure de la fermeté et de
l'adhérence des pâtes cuites
(Requiert table TX-FBT).




**TX-PZTF :
BANC D'EXTENSION PIZZA**
(Réf. 130054R)

Mesure la fermeté de la pizza en
traction et déformation
jusqu'à la rupture.




**TX-TCA : BANC ADHÉSION
ENROBAGE COMPRIMÉ**
(Réf. 900025R)

Mesure d'adhérence
du revêtement d'un comprimé
(Requiert table TX-FBT).



**TX-TEF : BANC
D'EXTRUSION POUR TUBE**
(Réf. 130131R)


Mesure la force nécessaire pour
extraire une crème, une pâte ou
une pommade d'un tube
(Requiert table TX-FBT).



**TX-FDEF : BANC
EXTENSION PÂTE PLATE**
(Réf. 130151R)


Mesure d'extensibilité d'une
pâte afin de mesurer le point
de rupture de l'échantillon étiré
(Requiert table TX-FBT).

BANCS




**TX-JPF : BANC
DE PERFORATION**
(Réf. 130167)

Dispositif de perforation destiné
à perforer des échantillons plats
(Requiert table TX-FBT).




**TX-ABF : BANC POUR
RUPTURE AMPOULE**
(Réf. 130188)

Dispositif pour tester la force
nécessaire pour casser
des ampoules.




**TX-BLSF : BANC
GUILLOTINE POUR
COMPRIMÉ OU GÉLULE**
(Réf. 400043R)

Mesure la résistance au
cisaillement d'un comprimé
ou d'une capsule
(Requiert table TX-FBT).




**TX-BPS : BANC
D'EXTRACTION POUR
GÉLULES**
(Réf. 400630R)

Mesure la force nécessaire
pour extraire le comprimé de
sa plaquette thermoformée
(Requiert table TX-FBT).



**TX-CEF : BANC
EXTENSION FROMAGE**
(Réf. 121055)

Mesure l'extensibilité d'un
échantillon de fromage fondu
jusqu'au point de rupture.
(Requiert table TX-FBT).



**TX-CTF : BANC DE
TRACTION POUR
GÉLULES**
(Réf. 450010R)

Mesure la force nécessaire
pour fendre la moitié
d'une capsule
(Requiert table TX-FBT).



**BOUTON D'ARRÊT
D'URGENCE**
En option
(Réf. 100700)

KITS

KIT DE CALIBRATION



10-20N (Réf. 150060)



50-100-250N (Réf. 150070)



500N (Réf. 150080)

KIT DE 8 SONDES (Réf. 130166)



Référence	Désignation
121023	SONDE CONIQUE 30°
130019	SONDE 1/2 SPHÈRE DIAMÈTRE 30 mm
130037	SONDE CYLINDRIQUE DIAM. 25 mm HAUTEUR 40 mm
130064R	SONDE COUPERET 25 mm
130077	SONDE CYLINDRIQUE DIAMÈTRE 2 mm
130079	SONDE 1/2 SPHÈRE DIAMÈTRE 8 mm
130101	SONDE PLATE DIAMÈTRE 50 mm
130124	SONDE CYLINDRIQUE DIAMÈTRE 10 mm



**NOUS POUVONS ÉGALEMENT
RÉALISER SUR DEMANDE TOUTES SONDES
ET BANCS SUR MESURE.**